

Trans109 Chemically Competent Cell

Trans109 克隆感受态细胞

使用前请仔细阅读说明书

目录号: CD301

版本号: Version 1.0

保存: -70℃及其以下温度下保存六个月。不适合在液氮中保存。

产品说明

Trans109化学感受态细胞经特殊工艺制作,可用于DNA的化学转化。使用 pUC19 质粒DNA检测,转化效率高达 10^8 cfu/ μ g DNA以上。

基因型

*endA1 recA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 (r_k⁻, m_k⁺) relA1 supE44 D (lac-proAB) [F'*traD36 proAB laqI*⁺ Δ M15]*

特点

- 用于蓝白斑筛选。
- *recA1*和*endA1*的突变有利于克隆DNA的稳定和高纯度质粒DNA的提取。

操作方法

- 取50 μ l 冰浴上融化的感受态细胞,加入目的DNA,轻轻混匀,在冰浴中放置30分钟。
- 42℃水浴中热激45秒,然后快速将管转移到冰浴中2分钟,该过程不要摇动离心管。
- 向每个离心管中加入500 μ l无菌的SOC或LB培养基(不含抗生素),混匀后置于37℃, 200 rpm培养1小时,使细菌复苏。
- 根据实验要求(质粒,重组连接产物转化),吸取不同体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的LB琼脂培养基上,将细胞均匀涂开。将平板置于37℃至液体被吸收,倒置平板,37℃过夜培养。

注意事项

- 刚刚化冻的细胞,转化效率最高。
- 避免反复化冻。
- 避免移液枪吹吸。
- 整个操作过程要轻柔。

本产品仅供研究,不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务电话 +86-10-57815020

服务邮箱 complaints@transgen.com

